





犬用の着る歩行サポートカート

WANCORO®

Q.今までの車いすと何が違うの？

一般的な犬用車いす


注文前の測定が大変



犬用の着る歩行サポートカート

WANCORO

注文前の測定は体高だけ♪



ボタンでワンタッチ調節♪



犬用の着る歩行サポートカート

WANCOR

基本スペック



対応犬種：ミニチュアダックスフンド、トイプードル、マルチーズ
シーズー、パピヨン、パグ、ミニチュアシュナウザー
ジャックラッセルテリア、ノーフォークテリア、
キャバリア、ピジョンフリーゼ、ペキニーズ、豆柴、
チワックスなどのMIX犬

使用できる犬の体重：3kg～8kg以内

使用できる犬の体高：200mm～330mm以内

<製品仕様>

【寸法】全長：約48cm 幅35cm 【重量】約1kg 【色柄】6種

【区分】便利用品 ※本品は医療器具ではありません。



足保護カバー
付き



犬用の着る歩行サポートカート

WANCORO

バリエーション

サイズ

レギュラー

体高: 200~280mm用



ロング

体高: 281~330mm用



色柄



▲花柄



▲デニム



▲迷彩



▲紺



▲チェック



▲黄色


車いすが必要な犬は？

様々な要因がありますが、よくある要因は「ヘルニア」

例：Mダックスフンド→ 21,310頭(2021年) ×ヘルニア有病率25.0% = 患者犬：年間5,327頭増！

例：トイプードル→ 79,466頭(2021年) ×ヘルニア有病率4.6% = 患者犬：年間 3,655頭増！

ヘルニアはダックスフンド等の胴長短足体系以外の犬でも発症の可能性があります。
また、ヘルニア以外にも後ろ足が動かなくなる病気：パテラ、環軸椎亜脱臼、馬尾症候群、脊髄梗塞など様々な要因が・・・



また獣医師に対しての聞き取り調査で、過去のペットブーム時に無理な繁殖(近親交配)したせいで、生まれつき遺伝子疾患を抱えていて関節に影響が出る犬が増えているとのこと。今後もそういった犬が増えていくことが考えられます。

展示会でのユーザーの反応



犬用の着る歩行サポートカート

WANCORO



調節が簡単で
使いやすそう！



色柄が選べて
かわいい！



様々な犬種に対応できるのが画期的！
乗せてから微調整できるのがありがたい



会場で試着体験も行いました♪装着5分程度ですぐ歩行できました！